


# OFERECEMOS INOVAÇÃO NA ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA: **Cool-tip™ Série E**



**Medtronic**

# Cool-tip™ Série E

## Simple e intuitivo

- Configuração fácil e eficiente\*
- Interface Touchscreen
- Guia de configuração e resolução de problemas

## Indicador de status


Fornece informações de configuração e notificações de status do sistema

## Eletrodo conectado

- Mostra a temperatura
- Fundo cinza indica que o eletrodo não está ativado

## Eletrodo ativo e funcional

- Fundo azul indica que o eletrodo está ativado
- Seta verde indica transmissão de energia RF



## Botão de cauterização

Acesso direto a partir da tela de procedimento

## Visor de temperatura da sonda remota

## Visor das placas de retorno do paciente

- Verificação de conexões
- Alerta se for detectado problema

## Novas Funções de Segurança

- **Eletrodo de retorno do paciente inovador.** Proteção contra potenciais hotspots e redução do número de placas de retorno necessárias
- **Sonda de temperatura.** Permite a monitorização em tempo real da temperatura dos tecidos para garantia extra
  - Mede a temperatura dos tecidos na zona de ablação


## Tecnologia de eletrodo bipartido

Monitorização independente da corrente de cada metade do eletrodo



## Fundo respirável

Dissipa o calor



20.5 Gauge: Sonda de Temperatura Remota  
18 Gauge: Cânula



## SISTEMA DE HARDWARE

REF / SKU	Descrição
O Sistema de Ablação Cool-tip™ RF E Series inclui:	
RFAGEN	Sistema de Ablação Cool-tip™ RF Série E
RFAPAC	Kit de componentes do sistema
FT900RFA	Carro de transporte
FT3X	Kit de componentes do carro de transporte (Gancho para bolsa; Prateleira para Bomba peristáltica; Prateleira para reservatório de água)

## ELETRODOS SIMPLES

REF / SKU	Produto	Comprimento	Tamanho da Ponta	Unidade de Venda
RFA1020	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	10 cm	2 cm	1
RFA1030	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	10 cm	3 cm	1
RFA1507	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	14.4 cm	0.7 cm	1
RFA1510	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	15 cm	1 cm	1
RFA1520	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	15 cm	2 cm	1
RFA1530	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	15 cm	3 cm	1
RFA2020	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	20 cm	2 cm	1
RFA2030	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	20 cm	3 cm	1
RFA2530	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series	25 cm	3 cm	1

## ELETRODOS CLUSTER

REF / SKU	Produto	Comprimento	Tamanho da Ponta	Unidade de Venda
RFAC1025	Kit de Eletrodo Cluster de Ablação Cool-tip™ RF E Series	10 cm	2.5 cm	1
RFAC1525	Kit de Eletrodo Cluster de Ablação Cool-tip™ RF E Series	15 cm	2.5 cm	1
RFAC2025	Kit de Eletrodo Cluster de Ablação Cool-tip™ RF E Series	20 cm	2.5 cm	1

## KITS DE ELETRODOS MÚLTIPLOS

REF / SKU	Produto	Comprimento	Tamanho da Ponta	Unidade de Venda
RFA15302	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series (kit de 2)	15 cm	3 cm	1
RFA15303	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series (kit de 3)	15 cm	3 cm	1
RFA15403	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series (kit de 3)	15 cm	4 cm	1
RFA25303	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series (kit de 3)	25 cm	3 cm	1
RFA25403	Kit de Eletrodo Simples de Ablação Cool-tip™ RF E Series (kit de 3)	25 cm	4 cm	1

## SONDAS DE TEMPERATURA

REF / SKU	Produto	Comprimento	Unidade de Venda
RTP20	Sonda de Temperatura para Ablação Cool-tip™ RF Série E	20 cm	1
RTP20B	Sonda de Temperatura para Ablação Cool-tip™ RF Série E	20 cm	Caixa com 5

## ACESSÓRIOS

REF / SKU	Produto	Unidade de Venda
RFAPADB	Placas de Retorno de Paciente de elevada Potência para Ablação Cool-tip™ RF Série E	Caixa com 20

## CÓDIGOS SEPARADOS DE CADA UM DOS ARTIGOS EXISTENTES NO RFAPAC

REF / SKU	Produto	Itens do RFAPAC
RFASW	Pedal do Gerador Cool-tip™ RFA Série E	1
RFAPUMP	Bomba Peristáltica Cool-tip™ RFA Série E	1
RFAWC	Reservatório de água Cool-tip™ RFA Série E	1
RFACB	Cabo de conexão das placas de retorno Cool-tip™ RFA Série E	1

**IMPORTANTE:** Por favor, consulte o manual na embalagem para ver todas as instruções, contraindicações, avisos e precauções.

Reg. nº 10349000494, 10349000510. - © 2018 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros são, em conjunto, marcas registradas da Medtronic. ™\* Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. M. Luz 02/2018.

**Medtronic**