

SOLUCÕES PARA
O TRATAMENTO
ISQUÊMICO DO AVC
CATETER DE ASPIRAÇÃO
REACT™
RESULTADOS
COMPROVADOS



Reaja com
Velocidade.
Reaja com
Agilidade.
Reaja com
Confiança.

Medtronic
Juntos, Além

DESENHADO PARA **NAVEGABILIDADE**¹




**COMPATÍVEL COM
SOLITAIRE[®] PLATINUM**
DISPOSITIVO DE
REVASCULARIZAÇÃO¹

**COMPATÍVEL COM
BAINHAS LONGAS 6F,
COM ID .084 E .087**

APRESENTANDO A

COBRA
C O I L + B R A I D

TECNOLOGIA



PONTA BISELADA ATRAUMÁTICA


LÚMENS DE
DIÂMETRO
INTERNO (ID)
GRANDE¹

.068" OU .071"


NAVEGABILIDADE
DO DESIGN DE
COIL

**DESIGN DE
EMPURRE**
DE UM BRAID

DURABILIDADE
DO NITINOL¹




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO¹



Diferenças de desenho¹

	React™ 71	React™ 68
Revestimento Distal	TPE	PTFE
Espaçamento entre os fios	Variável	Consistente
Quantidade de fios	16	8

Cateter React™



INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS¹ CATETER REACT™

Referência do Produto	ID	OD MÁXIMO	Comprimento Útil
REACT-68	0.068"	0.083"	132cm
REACT-71	0.071"	0.0855"	132cm

Referências:

- Patel A. et al. Initial experience with React 68 aspiration catheter. Interventional Neuroradiology. 0(00) 1-6, January 2020.
- Jankowitz B. et al. Clinical Comparison of New Generation 0.071-inch and 0.072-inch Aspiration Catheters. World Neurosurgery.

CUIDADO: a legislação federal restringe a venda, distribuição e uso deste dispositivo a médicos ou mediante solicitação médica. As indicações, contraindicações e advertências podem ser encontradas nas instruções de uso do produto fornecida com cada dispositivo.

O cateter React™ 68 e o cateter React™ 71 são indicados para introdução de dispositivos intervencionistas/diagnósticos na vasculatura periférica e na neurovasculatura.

O cateter React™ 68 e o cateter React™ 71 também são indicados para remoção/aspiração de êmbolos e trombos de vasos sanguíneos selecionados do sistema arterial, incluindo a neurovasculatura.

Registros ANVISA:
Cateter React-71 - 10349000980
Cateter React-68 - 10349000985
Solitaire Plat - 10349000563
Solitaire X - 10349000968

1. TR-NV15999 Rev B.

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010, Brasil

Telefone: +55 11 2182-9200

medtronic.com